

Ofertas de Servicio STERIS Life Sciences

Repuestos:

Piezas del fabricante del equipo original (OEM) para que pueda cumplir las normativas y evitar periodos de inactividad

- Repuestos originales
- Mantenimientos Preventivos & Paquetes de repuestos

Mantenimiento:

Mantenga su equipo en condiciones de funcionamiento óptimas

- Soporte en campo facturable por horas
- Inspección del funcionamiento
- Evaluación del equipo
- Asistencia durante la parada
- Inspección de la caldera previa y posterior
- Monitorización remota del equipo*
- Calibración traceable NIST/ISO
- Planes de equipamiento
 - » Repuestos & Mano de obra
 - » Mano de obra unicamente
- Formación de mantenimiento

Instalación & Desinstalación (Finalización Física):

Ponga su equipo en funcionamiento rápidamente

- Instalación
- Puesta en marcha
- Construcción e instalación de barrera modular de acero inoxidable (panelado)

- Instalación Sísmica
- Desinstalación & Reubicación
- Formación del operador

Cualificación & Verificaciones:

Mantenga el cumplimiento de normas y cumpla los estándares normativos

- Test de Aceptación in Situ (SAT)
- Pruebas de Calidad de Vapor
- Documento y ejecución de la Cualificación de la Instalación/Cualificación de la operación (IQ/OQ)
- Documento y ejecución de la Cualificación del funcionamiento (PQ)
- Mapeo térmico
- Desarrollo de ciclo
- Limpieza de cámaras
- Asistencia a la Validación

Modernizaciones & Servicios:

- Modernización de Display & Sistemas de Control
- Reconstrucción de Equipos y Modernizaciones
- Mejoras para la economización de agua
- Descalcificaciones y eliminación de escamas Descal-A-Matic (lavado químico)

Servicios de Control al Ambiente:

- Descontaminación de Salas